

FORUMEN®

Docusate Sodium

Tetes Telinga

Tiap ml mengandung:
Natrium Dokusat 5 mg

FARMAKOLOGI

Natrium Dokusat mempunyai tegangan permukaan yang rendah dan mudah bercampur sehingga dengan cepat akan berpenetrasi ke dalam massa serumen yang kering, mengubah material padat menjadi semi-padat (disintegrasi massa serumen).

INDIKASI

Sebagai bahan pembantu untuk mengeluarkan kotoran telinga.

KONTRA-INDIKASI

Perforasi/adanya lubang pada gendang telinga atau peradangan pada telinga.

EFEK SAMPING

Rasa tersengat sesaat atau iritasi dapat terjadi.

PERHATIAN

Jika mengalami rasa nyeri atau peradangan, pengobatan harus dihentikan.

DOSIS

Gunakan tetes telinga secukupnya ke dalam telinga yang kotor tidak lebih dari dua malam berturut-turut.

KEMASAN

Botol dengan isi bersih 10 ml.
No. Reg.: DBL0422239748A1

PENYIMPANAN

Simpan pada suhu di bawah 25°C.

Dibuat oleh: **PT SANBE FARMA**
Bandung - Indonesia

* BF 094 - 2

FORUMEN®

Docusate Sodium

Ear Drops

Each ml contains:
Docusate Sodium 5 mg

PHARMACOLOGY

Docusate Sodium has low surface tension and miscibility, so that it rapidly penetrate the dry matrix of the ceruminous mass, reducing the solid material to a semi-solid debris (disintegration of the ceruminous mass).

INDICATIONS

As an aid in the removal of ear wax.

CONTRA-INDICATIONS

Perforation of the ear drum or inflammation of the ear.

ADVERSE REACTIONS

Transient stinging or irritation may occur.

PRECAUTIONS

If pain or inflammation is experienced, treatment should be discontinued.

DOSAGES

Apply ear drops sufficient to fill the affected ear on not more than two consecutive nights.

PRESENTATIONS

Bottle with net contents 10 ml.
Reg. No.: DBL0422239748A1

STORAGE

Store at temperature below 25°C.

Manufactured by: **PT SANBE FARMA**
Bandung - Indonesia

* BF 094 - 2